

Správne vybavenie skrine na nebezpečné látky

Praktický kontrolný zoznam pre bezpečné skladovanie



Výzva

Nesprávne skladovanie nebezpečných látok môže viesť k požiarom, chemickým popáleninám alebo toxickým výparom. Správna organizácia chráni zamestnancov, spĺňa zákonné požiadavky a zabraňuje nákladným škodám.

Krok za krokom k bezpečnému skladovaniu

1

Vyberte si správny šatník

Nie každá skrinka je vhodná pre každú látku. Horľavé kvapaliny: Typ 90: požiarne odolnosť. Kyseliny/alkálie: Skriňa odolná voči korózii. Dodržiavajte schválenie (napr. FM-testované, DIN EN 14470-1).

2

Dodržiavať zákaz kombinovaného skladovania

Niektoré látky sa nesmú skladovať spoločne. Príklad: Kyseliny a zásady skladujte oddelene. Používajte oddelené priehradky alebo záchytné misky. Karty bezpečnostných údajov poskytujú informácie o nekompatibilitách.

3

Používajte záchytné misky

Všetky tekutiny umiestnite do záchytných misiek. Vanička musí byť schopná pojať aspoň objem najväčšej nádoby. Ak je nádob viac: 10 % celkového objemu, ale najmenej objem najväčšej nádoby.

4

Označovanie a dokumentácia

Jasne označte každú nádobu (názov látky, symboly nebezpečnosti, dátum). Vytvorte register skladovania: Čo sa kde skladuje? V akom množstve? Kedy to bolo uskladnené? Tieto informácie musia byť v prípade núdze okamžite k dispozícii.

5

Pravidelné kontroly

Týždenne: Vizuálna kontrola tesnosti, poškodených nádob. Mesačne: kontrola množstva, kontrola dátumu spotreby. Ročne: Kontrola funkčnosti vetrania, tesnení, zámkov. Všetky kontroly zdokumentujte.



Absolútne No-Go

- ! Nikdy neskladujte nádoby bez označenia
- ! Žiadne poškodené alebo netesné nádoby v skrinke
- ! Dvierka nikdy nezaistujte klinmi, aby zostali otvorené (požiarne bezpečnosť!)
- ! Žiadne fľaše s jedlom alebo pitím v skrinke s nebezpečnými materiálmi
- ! Nikdy neskladujte viac, ako je povolené množstvo

Mesačná kontrola skrine

- ☐ Sú všetky nádoby nepoškodené a odolné voči úniku?
- ☐ Je označenie čitateľné a aktuálne?
- ☐ Vyprázdnilí a vyčistili ste odkalovacie misky?
- ☐ V šatníku nie sú žiadne látky s uplynutou dobou použiteľnosti?
- ☐ Zatvárajú sa dvere správne?
- ☐ Funguje ventilácia (ak je k dispozícii)?
- ☐ Máte po ruke karty bezpečnostných údajov?
- ☐ Je prístup voľný (žiadne predmety pred skrinkou)?



Profesionálny tip



Vytvorte systém semaforov: zelené bodky = bezproblémovo skladovateľné spolu, žlté bodky = ukladať oddelene, červené bodky = vyžaduje sa prísna separácia. To umožní aj nekvalifikovaným zamestnancom na prvý pohľad rozpoznať, čo je možné ukladať spoločne.