

QuickFix Pflasterspender 5503 Detectable



Der Spender kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Risiko kleinerer Verletzungen und Schnittverletzungen besteht. Aufgrund seiner geringen Abmessungen lässt sich der Spender problemlos an nahezu jedem Arbeitsplatz anbringen und somit genau da, wo der Bedarf am größten ist. Bei kleineren Verletzungen können die Pflasterstrips schnell und leicht aus dem Spender entnommen werden und sind dabei auf einer Seite bereits geöffnet, so dass das Pflaster nur noch auf die Wunde aufgetragen wird! Die Nachfüllung des Spenders ist auch mit anderen Pflastertypen aus dem QuickFix Sortiment möglich. Der QuickFix kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden.

- Abmessungen (H x B x T): 133,5 x 232,5 x 33 mm
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips
- Optimaler Schutz der Pflaster vor äußeren Verschmutzungen

Produkt-Eigenschaften

- bietet sofortigen und sichtbaren Zugang zu Pflastern
- für die Wandmontage direkt am gefährdeten Arbeitsplatz
- hautfreundliche und atmungsaktive Pflaster, die sich den Bewegungen der Haut anpassen
- blaue Pflaster mit eingearbeiteter Metallfläche, die sich mittels eines Metalldetektors aufspüren lassen
- jedes Pflaster ist hygienisch einzeln verpackt und entpackt sich beim Herausziehen bereits auf einer Seite von selbst
- das Pflaster kann mit einer Hand auf die Wunde aufgebracht werden
- deutliche Anzeige bei leerem Spender. Schnell wiederbefüllbar.
- die Pflaster sind CE-gezeichnet
- eingebautes Regalfach zur Aufbewahrung von Kleinutensilien - wahlweise auch abschließbar mit beiliegendem Schlüssel

Artikel-Nr.: **5503**